

**URIC ACID LIQUICOLOR
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10689	50	200
10687	100	400
10688	250	1000
10690	120	480
10691	400	1600

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	ÁCIDO ÚRICO
TEST	UA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	NÃO
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	0.000
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	20.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	ÁCIDO ÚRICO
TEST	UA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	5 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	1
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	AUIA
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



ALBUMINA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
001	500	1265
001-P	250	633
001-E	1000	2532

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	ALBUMINA
TEST	ALB
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	g/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	600 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	NÃO
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.010
HIGH BLANK A LIMIT	0.400
LOW A LIMIT	0.000
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	6.0 mg/dL
CURVES S. D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	ALBUMINA
TEST	ALB
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	4 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	395 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	ABIA
LAG TIME :	120 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



α AMILASE

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
024	30	120	026	80	320
024A	30	120	026A	80	320
025	60	240	027	120	480
025A	60	240	028	300	1200

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	AMILASE
TEST	AMI
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	405 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	NÃO
FACTOR	10183 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	3.000
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1200 U/L
CURVES S. D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	AMILASE
TEST	AMI
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	AMIA
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



BILIRRUBINA DIRETA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10740	109	363

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	BILIRRUBINA DIRETA
TEST	D. BILI
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	2
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	SIM
FACTOR	13 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	30.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	BILIRRUBINA DIRETA
TEST	D. BILI
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	20 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	DB1A
LAG TIME :	180 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	50 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	DB2A
LAG TIME :	300 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



BILIRRUBINA TOTAL

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10740	109	363

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	BILIRRUBINA TOTAL
TEST	T. BILI
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	2
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	SIM
FACTOR	13 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	30.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	BILIRRUBINA TOTAL
TEST	T. BILI
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	20 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	TB1A
LAG TIME :	180 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	50 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	TB2A
LAG TIME :	300 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

CÁLCIO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
004	200	666
004-P	100	333
004-E	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CÁLCIO
TEST	CA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	NÃO
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.600
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	25.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CÁLCIO COLORIMÉTRICO
TEST	CA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CA1A
LAG TIME :	120 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



CK-MB (NAC-act.) LIQUI U.V.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12118	100	333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CK – MB
TEST	CK – MB
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	290
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	6666 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1300 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CK – MB
TEST	CK – MB
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	15 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CKIH
LAG TIME :	290 SEG.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



CK - NAC ACTIVATED LIQUI U.V.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12015	100	333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CK - NAC
TEST	CPK
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimático
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	180
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	6508 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1300 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CK - NAC
TEST	CPK
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	7 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CPKIH
LAG TIME :	300 SEG.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**CHOLESTEROL LIQUICOLOR
COLESTEROL ENZIMÁTICO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10016	100	333
10013	200	666
10014	500	1666
10017	120	400
10028	400	1333
10019	750	2500

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	COLESTEROL
TEST	COL
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	540 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	10.0

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	COLESTEROL
TEST	COL
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	COIB
LAG TIME :	300 SEG.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**COLESTEROL HDL DIRETO
COLESTEROL HDL DIRETO SP**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10083	40	100	10083SP	40	100
10084	80	200	10084SP	80	200
10085	160	400	10085SP	160	400
10086	240	600	10086SP	240	600

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	HDL DIRETO
TEST	HDLD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	10
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	999
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	- 0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	- 0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	150 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	HDL DIRETO
TEST	HDLD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	4 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	HDL1
LAG TIME :	290 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	100 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	HDL2
LAG TIME :	290 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
044	25	60

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	HDL PRECIPITAÇÃO
TEST	HDLP
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	150 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	HDL PPT
TEST	HDLP
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	25 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	HDLB
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

OBS: Para utilizar o padrão do kit na calibração do teste deve-se diluí-lo na proporção de 1:10 com água deionizada.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

**LDL CHOLESTEROL LIQUICOLOR
COLESTEROL LDL LIQUICOLOR**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10094	80	200
10094-P	40	100
10094-E	160	400

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	LDL LIQUICOLOR
TEST	LDL
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	1.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1000 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	20

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	LDL LIQUICOLOR
TEST	LDL
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	4 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	-
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	290 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LDL1A
LAG TIME :	290 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	100 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LDL2A
LAG TIME :	290 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



CREATININA AUTOMAÇÃO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
029	200	666	029-Q	1000	3333
029-S	50	166	030	250	833
029-P	100	333	030-P	150	500
029-M	300	1000	030-T	750	2500
029-D	400	1333	030-Q	1250	4166
029-T	500	1666	030-D	2500	8333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CREATININA AUTO
TEST	CREAU
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	90
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	3.000
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	10.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CREATININA AUTO
TEST	CREAU
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CR1A
LAG TIME :	30 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



CREATININA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
006	250	833
006-E	1250	4166
006-P	125	416
006-D	500	1666
006-H	2500	8333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CREATININA
TEST	CREA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	90
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	3.000
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	10.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CREATININA
TEST	CREA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CRE1A
LAG TIME :	30 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**FERRITIN/ FERRITIN CP
FERRITINA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11610	37,5	125	11610-CP	37,5	125
11610-P	18,75	62	11610-CPP	18,75	62
11610-D	75	250	11610-CPD	75	250
11610-T	112,5	375	11610-CPT	112,5	375
11610-M	56,25	187	11610-CPM	56,25	187

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FERRITINA
TEST	FERR
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	ng/mL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	240 seg.
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	3.000
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1000 ng/mL
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FERRITINA
TEST	FERR
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	10 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	200 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	100 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	30 seg.

A curva de calibração deve ser obtida com 5 pontos, sendo o primeiro (0 ng/mL) com água deionizada. Os outros 4 pontos da curva deverão ser obtidos com os calibradores do kit em ordem crescente de concentração.

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador

Calculado pelo analisador

@ Informação a ser validada pelo operador.



**IRON LIQUICOLOR
FERRO CAB – CROMAZUROL B**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10229	60	200
10229-E	120	400
10229-P	30	100
10230	200	666

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FERRO CAB
TEST	FECAB
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	µg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	600 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	500 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	20

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FERRO CAB
TEST	FECAB
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	15 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	FECAB
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

OBS: Procedimentos recomendados para evitar contaminação do reagente e obter melhor reprodutibilidade de resultados:

- 1- Executar procedimento de limpeza do equipamento antes de iniciar a rotina.
- 2- Programar o teste Ferro CAB para ser executado antes dos demais parâmetros.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.**

- * Parâmetro definido pelo operador
- # Calculado pelo analisador
- @ Informação a ser validada pelo operador.

FERRO – FERROZINE

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
007	65	295
007-P	32,5	147
007-E	130	590

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FERRO SÉRICO
TEST	FEFZ
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	µg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	565 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	500 µg/dL
CURVES S. D. LIMIT	20

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FERRO SÉRICO
TEST	FEFZ
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	220 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	FE
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

OBS: Preparar o reagente de uso misturando 15 mL do Tampão com 1 mL do Reagente de Cor. Incubar a 37° C por 15 minutos.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



ACID PHOSPHATASE – FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12660	16	53
10660	45	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FOSF. AC PROST
TEST	FAP
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	405 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	248 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	74 U/L
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FOSF. AC PROST
TEST	FAP
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	FAP
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

OBS: Para obter o **resultado de Fosfatase Ácida Prostática** deve-se subtrair o valor obtido na dosagem da Fosfatase Ácida Total pelo valor encontrado na dosagem de Fosfatase Ácida Prostática.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



ACID PHOSPHATASE – FOSFATASE ÁCIDA TOTAL

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12660	16	53
10660	45	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FOSF. AC TOTAL
TEST	FAT
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	405 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	248 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	74 U/L
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FOSF. AC TOTAL
TEST	FAT
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	FAT
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**ALKALINE PHOSPHATASE LIQUICOLOR
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12017	100	333
12027	400	1333
12037	1000	3636
12217	80	266
12047	60	200

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FOSF ALC
TEST	ALP
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	405 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	4200 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1400 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FOSF ALC
TEST	ALP
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	6 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	AP1A
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador

Calculado pelo analisador

@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

FÓSFORO UV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10027N	200	666
10027N – P	100	333
10027N – E	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FOSFORO
TEST	FOSF
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.600
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	12.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.25

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FOSFORO
TEST	FOSF
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	2
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	FOSF
LAG TIME :	120 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

γ GT LIQUICOLOR – GAMMA GT

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12013	100	400
12033	1000	4000
12023	400	1600
12213	80	320
12043	60	240

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	GAMMA GT
TEST	GGT
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	405 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	1656 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	230 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	GAMMA GT
TEST	GGT
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	25 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	U/L
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador

Calculado pelo analisador

@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

**GLUCOSE LIQUICOLOR
GLICOSE ENZIMÁTICA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10263	250	833
10261	500	1666
10262	1000	3333
10260	400	1333
10121	1000	3333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	GLICOSE
TEST	GLI
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	400 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	GLICOSE
TEST	GLI
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	GLIB
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

GOT (ASAT) IFCC mod.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12300	60	200
12301	100	333
12031	1000	3333
12011	100	333
12211	80	266
12021	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	GOT
TEST	GOT
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-1745 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.500
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	300 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	GOT
TEST	GOT
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	-
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	ASIH
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



GPT (ALAT) IFCC mod.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12012	100	333
12212	80	266
12401	60	200
12402	100	333
12022	400	1333
12032	1000	3333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	GPT
TEST	GPT
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-1745 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.500
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	300 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	GPT
TEST	GPT
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	30 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	-
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	ALIH
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

LDH LIQUI U.V. - SCE mod.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12214	60	200
12014	100	333
12024	400	1333
12034	1000	3333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	LDH
TEST	LDH
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal enzimática
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	16030 @
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	1
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	2500 U/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	LDH
TEST	LDH
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LDIA
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



LIPASE LIQUICOLOR

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12006	50	200
12026	150	600
12006-P	25	100
12006-M	75	300
12006-D	100	400
12006-E	125	500

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	LIPASE
TEST	LIP
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	U/L
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120 seg.
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	200 U/L
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	LIPASE
TEST	LIP
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	4 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	200 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LPIA
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	50 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	120

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

MAGNÉSIO AUTOMAÇÃO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10010A	200	666
10010A-P	100	333
10010A-E	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	MG AUTO
TEST	MGAU
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.400
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	3.5 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	MG AUTO
TEST	MGAU
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	MG
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

MAGNÉSIO MONO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
011	200	666
011-P	100	333
011-E	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	MG MONO
TEST	MGM
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	510 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	3.5 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.500

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	MG MONO
TEST	MGM
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	-
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	MG
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



PROTEINA TOTAL

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
013	500	1666
013-P	250	833
013-E	1000	3333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	PROTEÍNA TOTAL
TEST	PT
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	g/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	-
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	12.0 g/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	PROTEINA TOTAL
TEST	PT
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	6 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	PT1A
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**TRANSFERRIN/ TRANSFERRIN CP
TRANSFERRINA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11115	60	240	11115-CP	60	240
11115-P	30	120	11115-CPP	30	120
11115-M	90	360	11115-CPM	90	360
11115-D	120	480	11115-CPD	120	480
11115-T	180	720	11115-CPT	180	720

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	TRANSFERRINA
TEST	TRFE
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300 seg.
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	6
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	3.000
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	550 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	0.300

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	TRANSFERRINA
TEST	TRFE
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	7 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	10
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	250 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	30 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

A curva de calibração deve ser obtida com 6 pontos. Diluir o calibrador de acordo com a instrução de uso do kit.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**TRIGLICERIDES LIQUICOLOR^{mono}
TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10724	400	1333
10725	750	2500
10726	100	333
10727	200	666
10728	400	1333

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	TRIGLICÉRIDES
TEST	TRIG
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1000 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	10

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	TRIGLICÉRIDES
TEST	TRIG
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	2
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	TGIB
LAG TIME :	300 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



URÉIA LIQUIUV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10521-P	150	500
10521-M	300	1000
10521-X	75	250
10521-E	600	2000
10521	500	1666

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	URÉIA
TEST	UREA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Cinético
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	60
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	-
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	300 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	4.0

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	UREIA
TEST	UREA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	URIA
LAG TIME :	60 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**APOLIPOPROTEIN A1 (APO A1)
APOLIPOPROTEINA A1**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11101	60	152
11101-E	60	152
11101-P	30	76
11101-SP	60	152
11101-SPP	30	76

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	APOA1
TEST	APOA1
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	400 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	APOA1
TEST	APOA1
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	395 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	APOA1
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**APOLIPOPROTEIN B (APO B)
APOLIPOPROTEINA B**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11102	60	152
11102-E	60	152
11102-P	30	76
11102-SP	30	76

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	APOB
TEST	APOB
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	800 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	APOB
TEST	APOB
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	395 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	APB1
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**LIPOPROTEIN A (LP A)
LIPOPROTEINA A**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11105	53	150
11105-P	53	150
11105-SP	53	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	Lipo (a)
TEST	LPA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	2.000
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	200 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	Lipo (a)
TEST	LPA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	10 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	266 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LPA1
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	20 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	LPA2
LAG TIME :	10 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

IMMUNOGLOBULIN IgA DIRECT

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11501	80	266
11501-P	40	133

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgA Direta
TEST	IgAD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	700 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgA Direta
TEST	IgAD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgA D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgA D2
LAG TIME :	10 seq.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



IMUNOGLOBULINA IgG DIRETA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11502	80	266
11502-P	40	133

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgG Direta
TEST	IgGD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	3000 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgG Direta
TEST	IgGD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgG D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgG D2
LAG TIME :	10 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



IMUNOGLOBULINA IgM DIRETA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11503	80	266
11503-P	40	133

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgM Direta
TEST	IgMD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	500 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgM Direta
TEST	IgMD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgM D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgM D2
LAG TIME :	10 seq.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT
IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT-CP**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11500	40	133
11500-E	80	266
11500-CP	40	133

TESTE DE IgA

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgA Direta
TEST	IgAD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	700 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgA Direta
TEST	IgAD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgA D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgA D2
LAG TIME :	10 seg.

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador

Calculado pelo analisador

@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

**IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT
IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT-CP**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11500	40	133
11500-E	80	266
11500-CP	40	133

TESTE DE IgG

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgG Direta
TEST	IgGD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	570 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	3000 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgG Direta
TEST	IgGD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgG D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgG D2
LAG TIME :	10 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

- * Parâmetro definido pelo operador
- # Calculado pelo analisador
- @ Informação a ser validada pelo operador.

**IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT
IMMUNOGLOBULIN IgG, IgA, IgM DIRECT-CP**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11500	40	133
11500-E	80	266
11500-CP	40	133

TESTE DE IgM

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgM Direta
TEST	IgMD
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	500 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgM Direta
TEST	IgMD
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgM D1
LAG TIME :	-
REAGENT 2 VOLUME:	150 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgM D2
LAG TIME :	10 seg.

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador

Calculado pelo analisador

@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

IMMUNOGLOBULIN IgA TEST

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11002	105	350
11002-P	15	50
11002-M	45	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgA
TEST	IgA
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	- 0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	- 0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1500 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgA
TEST	IgA
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	6 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	20
RERUN DILUTION RATIO	22
PREDILUTION	Sim
REAGENT DILUENT	NaCl
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgA
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

IMMUNOGLOBULIN IgG TEST

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11001	105	350
11001-P	15	50
11001-M	45	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgG
TEST	IgG
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	- 0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	- 0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	4000 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgG
TEST	IgG
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	6 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	20
RERUN DILUTION RATIO	22
PREDILUTION	Sim
REAGENT DILUENT	NaCl
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgG
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



IMMUNOGLOBULIN IgM TEST

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11003	105	350
11003-P	15	50
11003-M	45	150

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	IgM
TEST	IgM
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	0
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	300
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	- 0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	- 0.100
HIGH A LIMIT	2.500
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	1300 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	IgM
TEST	IgM
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	6 µL
SAMPLE DILUENT	NaCl
PREDILUTION RATIO	20
RERUN DILUTION RATIO	22
PREDILUTION	Sim
REAGENT DILUENT	NaCl
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	IgM
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



**ANTI-STREPTOLYSIN "O" (ASO)
ESTREPTOLISINA TURBIDIMÉTRICA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11251-P	100	333	11251-PT	300	999
11251-PP	50	166	11251-SP	100	333
11251-PE	100	333	11251-SPP	50	166
11251-PM	200	666			

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	ASO
TEST	ASO
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Dois Pontos
CURVE TYPE	Branco Linear
UNITS	UI/mL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	540 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	120
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	800 IU/mL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	ASO
TEST	ASO
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	3 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	300 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	ASO
LAG TIME :	10 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	-
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	-

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

RHEUMATOID FACTOR (RF) - FATOR REUMATÓIDE TURBIDIMÉTRICA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11261P-P	50	200	11261P	100	400
11261P-E	100	400	11261P-SP	100	400
11261P-H	200	800	11261P-SPP	50	200

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	FR
TEST	FR
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	UI/mL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	620 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	180
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	1.0
CALIBRATION INTERVAL	999
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	6
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	120 IU/mL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	FR
TEST	FR
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	10 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	2
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	200 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	30 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	50 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	120 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



CRP – PROTEÍNA C REATIVA TURBIDIMÉTRICA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11241	210	500	11241-T	330	1500
11241-P	55	250	11141-SP	110	500
11241-M	220	1000	11141-SPP	55	250

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CRP
TEST	CRP
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/dL
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	180
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	25.0 mg/dL
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CRP
TEST	CRP
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	10 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	200 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	CRP
LAG TIME :	30 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	20 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	-
LAG TIME :	120 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.

**CRP-hs
Proteína "C" Reativa Ultra-sensível**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11541	41	160

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	CRPHS
TEST	CRPHS
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Linear Suprimida
UNITS	mg/L
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	340 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	10
SAMPLE BLANK	-
FACTOR	#
CALIBRATION INTERVAL	*
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	2
NO. OF REPLICATES	2
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	230 mg/L
CURVES S.D. LIMIT	-

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	CRPHS
TEST	CRPHS
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	10 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	205 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	290 seg.
REAGENT 2 VOLUME:	40 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	290 seg.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia,
reagentes, amostras.**

* Parâmetro definido pelo operador
Calculado pelo analisador
@ Informação a ser validada pelo operador.



Quality and Reliability

**HbA1c% LIQUIDIRECT
GLICOHEMOGLOBINA AUTOMAÇÃO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11770	40	160

PARÂMETROS DO TESTE	
TEST NAME	HbA1c%
TEST	HbA1c
TEST BAR CODE	*
TEST TYPE	Ponto Final
CURVE TYPE	Lineal Suprimida
UNITS	%
NO. OF DECIMAL PLACES	1
PRIMARY WAVELENGTH	600 nm
SECONDARY WAVELENGTH	-
READ TIME/INTERVAL	20
SAMPLE BLANK	Não
FACTOR	-
CALIBRATION INTERVAL	999
NORMALIZATION INTERVAL	-
NO. OF CALIBRATORS	5
NO. OF REPLICATES	1
LOW BLANK A LIMIT	-0.100
HIGH BLANK A LIMIT	0.500
LOW A LIMIT	-0.100
HIGH A LIMIT	2.400
LOW NORMAL	*
HIGH NORMAL	*
LINEARITY LIMIT	16%
CURVES S.D. LIMIT	20

REAGENT PARAMETER	
TEST NAME	HbA1c%
TEST	HbA1c
TEST BAR CODE	*
SAMPLE VOLUME	5 µL
SAMPLE DILUENT	-
PREDILUTION RATIO	1
RERUN DILUTION RATIO	1
PREDILUTION	-
REAGENT DILUENT	-
REAGENT 1 VOLUME:	188 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	290
REAGENT 2 VOLUME:	62 µL
DILUENT VOLUME :	-
BAR CODE :	*
LAG TIME :	290

A curva de calibração deve ser obtida com 5 pontos, sendo o primeiro (0 ng/mL) com água deionizada. Os outros 4 pontos da curva deverão ser obtidos com os calibradores do kit em ordem crescente de concentração.

**O laboratório deverá validar a programação fornecida.
Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.**

- * Parâmetro definido pelo operador
- # Calculado pelo analisador
- @ Informação a ser validada pelo operador.

