

HUMASCOPE PREMIUM

NOVA SÉRIE DE MICROSCÓPIOS LED

- ✓ Otimizado para hematologia, dermatologia, urinálise, histologia e outras aplicações
- ✓ Excelente sistema ótico e imagens
- ✓ Objetivas plano-acromáticas com correção para infinito
- ✓ Imagem clara e nítida, excelente contraste, excelente fidelidade de cores, campo de visão uniformemente iluminado
- ✓ Iluminação Koehler
- ✓ Operação fácil e sem fadiga
- ✓ Foco obtido com um dedo
- ✓ Acionador da platina ergonômico
- ✓ Canhão reverso para uma melhor área de trabalho e facilidade de troca de lâmina
- ✓ Formato grande da platina mecânica

Humascope Premium	
Cabeça	Binocular Compensação livre Inclinação 30° Rotação 360
Ocular	Campo amplo 10x/18 mm
Objetivas	Infinito-Plano acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x (oil)
Revólver Platina	5 posições para trás Mecânica Tamanho: 140 x 240mm Faixa 35 x 75 mm
Sistema da Foco	Curso coaxial/foco fino Engrenagem de transmissão com botão de ajuste e botão para parar
Condensador	Condensador Abbe 1,25N.A.
Fonte de luz	LED

DADOS TÉCNICOS

Excepcional durabilidade desenvolvida para performance de longa duração de uso diário intenso.

Ótica de excelente qualidade tratada com antifúngico.

Tipo Siedentop, livre de compensação, cabeça ajustada individualmente.

Ampla linha de acessórios:

- ✓ Contraste de fase
- ✓ Campo escuro
- ✓ Kit de polarização
- ✓ Câmeras



Cat. 14700

HUMASCOPE PREMIUM

InVitro